

IDEAL SAMPLE SHIPMENT CONDITIONS:

1. Place in the freezer the icepack that you will find in the bottom of the box for about 24 hours and make sure that you put it **frozen** back in the bottom of the box before sending the sample.
2. Ship the sample ideally on the same day of sampling.
3. During the period May - September, it is suggested to send the sample from Monday to Thursday.

SAMPLING INSTRUCTIONS

1. Blood sampling can be done at any time of the day, regardless of whether a meal has preceded it or not.
2. Write the examinee's name on the vial, without covering the code.
3. Fill the vial (10ml) completely up to the fill line.
4. Since the Cell-Free DNA BCT® vial contains chemical additives, it is important to avoid backflow from the vial.
5. Mix immediately by gently swirling the vial 8 to 10 times. Inadequate or delayed mixing may result in incorrect assay results or insufficient product yield.
6. The sample can be kept for up to 7 days, at a temperature of 6-25°C. **DO NOT FREEZE the sample.**



SHIPPING INSTRUCTIONS

1. Make sure you place the ice pack frozen in the bottom of the box and that the vial has your name on it.
2. Place the vial together with the filter paper in the special bag included in the box and close with the special adhesive tape.
3. Place the sample bag inside the box and secure the side protrusions in the corresponding recesses.
4. Place the box containing your sample into the ACS bag already included in the package.
5. Go to your nearest ACS Courier store or call ACS for pickup at your location and use the IQ Genomix Billing Code for free shipping. The billing code is written on the card placed inside the package.

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

- 1. Τοποθετήστε στην κατάψυξη την παγοκύστη που θα βρείτε στον πάτο του κυτίου για περίπου 24 ώρες και βεβαιωθείτε ότι την έχετε επανατοποθετήσει παγωμένη στον πάτο του κυτίου πριν από την αποστολή του δείγματος.
- 2. Αποστέλλετε το δείγμα ιδανικά την ίδια ημέρα της δειγματοληψίας.
- 3. Κατά την περίοδο Μάιος - Σεπτέμβριος, το δείγμα προτείνεται να αποστέλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

- 1. Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ανεξαρτήτως αν έχει προηγηθεί γεύμα ή όχι.
- 2. Αναγράψτε πάνω στο φιαλίδιο το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου, χωρίς να καλύψετε τον κωδικό.
- 3. Γεμίστε ολοκληρωτικά, έως τη γραμμή πλήρωσης το φιαλίδιο (10ml).
- 4. Δεδομένου ότι το φιαλίδιο Cell-Free DNA BCT® περιέχει χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλινδρομη ροή από το φιαλίδιο.
- 5. Αναμείξτε αμέσως περιστρέφοντας ελαφρά 8 με 10 φορές το φιαλίδιο. Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμιξη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή απόδοση του προϊόντος.
- 6. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί έως 7 ημέρες, σε θερμοκρασία από 6-25°C. **ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ το δείγμα.**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

- 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την παγοκύστη παγωμένη στον πάτο του κυτίου και ότι στο φιαλίδιο αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας.
- 2. Τοποθετήστε το φιαλίδιο μαζί με το διηθητικό χαρτί μέσα στο ειδικό σακουλάκι που περιέχεται στο κυτίο και κλείστε με την ειδική αυτοκόλλητη ταινία.
- 3. Τοποθετήστε το σακουλάκι με το δείγμα μέσα στο κυτίο και ασφαλίστε τις πλαιίνες εξοχές στις αντίστοιχες εσοχές.
- 4. Τοποθετήστε το κυτίο, που περιέχει το δείγμα σας, στη σακούλα της ACS, η οποία περιέχεται ήδη μέσα στη συσκευασία.
- 5. Πηγαίνετε στο πλησιέστερο κατάστημα ACS Courier ή καλέστε την ACS για παραλαβή από τον χώρο σας και χρησιμοποιήστε τον Κωδικό χρέωσης της IQ Genomix για δωρεάν αποστολή. Ο κωδικός χρέωσης αναγράφεται πάνω στην καρτέλα που είναι τοποθετημένη μέσα στη συσκευασία.

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΙΟΓΕΝΟΜΙΧ:
2ΑΠ52444**

**ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

